

ORINA DE 24 HORAS

INDICACIONES

Determinación de aclaramiento de creatinina, microalbuminuria, ácido úrico, urea, proteínas, calcio, cortisol, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, ácido 5 hidroxindolacético, ácido vanilmandílico, ácido homovanílico, ácido delta amino levulínico, porfobilinógeno, porfirinas totales, catecolaminas y metanefrinas.

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA

- Se necesita una muestra de orina de 24 horas, recogida en un recipiente de plástico estéril para orina de 24 horas.
- El día elegido, se desechará la primera orina de la mañana. A partir de ese momento, se recogerá la orina emitida a lo largo de todo el día, incluyendo la primera orina de la mañana siguiente.
- Debe recogerse toda la orina emitida durante las 24 horas. Si se estima que se orinará más de 1500 mL, deben conseguirse más envases.
- Se remitirá al Laboratorio inmediatamente después de su recogida, de lunes a viernes.

PREPARACION DEL PACIENTE

- No es necesario ningún requerimiento especial respecto a la dieta a seguir o la protección de la luz de las muestras.
- Previo a la recogida, consulte con su médico si puede suprimir ciertas medicaciones como fármacos antihipertensivos, sedantes, antibióticos.